

Lovey

Pacifier & Teether Holder

Lovey Contents: Polyester Fiber

Lovey Cleaning:

Machine wash cold. Do not bleach. Tumble dry low. Inspect all components of the Lovey before each use. Watch for wear on the feet and straps. If any damage is detected discontinue use.

Pacifier Cleaning:

To ensure hygiene, boil for five minutes before first use. Wash prior to each use. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers, or boiling water.

WARNING – Do Not Tie Pacifier Around Child's Neck as it Presents a Strangulation Danger.

For your child's safety

WARNING!

Inspect carefully before each use. Pull the pacifier/soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

Only use dedicated pacifier/soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a pacifier/soother, your child may be strangled by them.

Do not leave a child unattended with a pacifier/soother. Do not use as a teether. Check for signs of cracking, traces of bites, tearing, or other damage, especially when the child develops teeth. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. In the event that the pacifier/soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from mouth with care, as gently as possible. Do not leave in direct sunlight, near a source of heat, or leave in a sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the pacifier/soother. To avoid tooth decay, never dip nipple/teat in sweet substance or medication. Replace between one and two months of use for safety and hygiene reasons.

Contenido de Lovey: Fibras de poliéster

Limpieza de Lovey:

Lave en lavadora en agua fría. No utilice blanqueador. Seque en la secadora a temperatura baja. Inspeccione todos los componentes del Lovey antes de cada uso. Revise los pies y las correas por desgaste. Deje de usar tan pronto vea cualquier daño.

Limpieza del chupete:

Para asegurar la higiene, hierva durante cinco minutos antes de usar por primera vez. Lave antes de cada uso. Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.

ADVERTENCIA – No ate el chupete alrededor del cuello del niño, ya que existe riesgo de estrangulación.

Por la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Tire del chupete en todas direcciones. Deseche tan pronto lo vea dañado o frágil.

Use solo sujetadores de chupetes probados según la EN 12586. Nunca sujete otras cintas o cordones a un chupete; su hijo corre peligro de estrangulamiento.

No deje a un niño solo con un chupete. No lo use como mordedor. Revise que no tenga signos de grietas, mordeduras, desgarre u otros daños, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al bebé. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. En caso de que el chupete se atasque en la boca, NO ENTRE EN PÁNICO; está diseñado para lidiar con estas situaciones y el niño no puede tragárselo. Retírelo de la boca con cuidado, de la forma más suave posible. No lo deje expuesto a la luz solar directa, cerca de una fuente de calor ni lo deje en solución esterilizante durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar el chupete. Para evitar las caries dentales, nunca sumerja la tetina en sustancias dulces ni medicamentos. Reemplace después de uno o dos meses de uso, por razones de higiene y seguridad.